各モードによるピルケースの排出順

服薬支援ロボ (KR1000A) の「服薬システム」が「00.2124」以降のものの仕様となります。 それ未満のバージョンの場合、ソフトウェアをアップデートすることで最新仕様となります。

https://www.clarion.com/jp/ja/user-support/software/carebot/carebot-2015/index.html

バージョンは「その他設定」→「管理」→「機器管理番号」の「服薬システム」で確認できます。

	頓服(とんぷく)薬を使用しない場合	頓服薬を使用する場合
	「初回服薬選択」を赤カセットにした場合	「初回服薬選択」を赤カセットにした場合
1週間モード (4種類)	朝 昼 夜 寝3前 25 21 22 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 9 10 5 6 7 8 1 1 2	朝 昼 夜 頓服薬 19 20 21 18 18 18 18 19 10 11 11 12 頓服4 7 8 9 頓服3 4 5 6 頓服2 11 2 項服1
	赤、灰カセットを同時刻に設定、「初回服薬選択」を赤・灰カセット にした場合・・・・赤、灰ピルケースが同時に排出される	赤、青カセットを同時刻に設定、「初回服薬選択」を赤・青カセットに した場合・・・・赤、青ピルケースが同時に排出される
1週間モード (4種類) 重複あり設定	朝 屋 夜 朝 19-1 16-1 17 18 13-1 10-1 11 12 10-2 7-1 8 9 7-2 4-1 1-1 2	朝 朝 夜 頓服薬 13-1 11-1 11-2 12 9-1 7-1 7-2 8 9-1 5-1 3-1 3-2 4 9-1 1-1
	「初回服薬選択」を赤カセットにした場合	「初回服薬選択」を赤カセットにした場合
1週間モード (4種類) 無効あり設定	朝 昼 夜 無効 19 20 21 非使用 16 17 18 非使用 13 14 15 非使用 10 11 12 非使用 7 8 9 非使用 4 5 6 非使用 1 2 3 非使用	朝 無効 夜 頓服薬 13 非使用 14 頓服7 11 非使用 12 頓服6 9 非使用 10 頓服5 7 非使用 8 頓服4 5 非使用 6 頓服3 3 非使用 4 頓服2 1 非使用 2 頓服1
2週間モード (2種類)	「初回服薬選択」を赤・青カセットにした場合 13	可 可 14 可 13 可 12 可 4 可 11 可 3 可 2 可 9 可 1 可 0 可 <td< th=""></td<>
4週間モード (1種類)	朝 7 6 13 5 12 4 11 18 20 27 26 11 18 25 24 23 11 18 24 23 15 16 17 24 23 15 20 21 24 25 27 26 27 26 27 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	頓服7 頓服14 頓服6 頓服13 頓服5 頓服12 頓服4 頓服11 頓服3 頓服10 頓服2 頓服28 頓服2 頓服19 頓服2 頓服10 頓服2 頓服2 頓服2 頓服1 頓服2 頓服1 頓服1 頓服23 頓服1 頓服15

^{*} カセットの色

* 頓服薬

赤 青 緑 灰 設定した「頓服薬服用間隔」を経過すれば、任意に取り出し可能